

半自動生検針

# スターカット®

アスピレーションタイプ



スタンダードタイプ

アスピレーションタイプ

各サイズ対応同軸ガイド針

別売 ※ガイド針の規格については別途お問合わせください。  
※生検針とは別売になります。

**TSK**

半自動生検針  
スターカット  
軟組織用生検針

従来の半自動生検針に吸引可能なアスピレーションタイプも加わりました。


■特長

アスピレーションタイプメリット

カット式の生検針に吸引の機能をプラス

**1** 突起長11mm選択時でも豊富で質の高い組織採取が可能

**2** 組織採取量が他社と比較し1.5倍  
(参考文献: 関西医科大学 放射線科 吸引型半自動生検針の有用性より)



スタンダードタイプ / アスピレーションタイプ共通メリット

2種類の針突出長 (11mmと22mm)	手技に応じ、針突出長の長さを選べます。	約20gの軽さ	CTガイド下生検でも扱いやすいコンパクト設計です。
シャープな刃先	独自の技術で切れ味のよい刃先を実現。穿刺抵抗を軽減し、組織へのダメージを最小限におさえます。	高品質・低価格	国内メーカーだからこそ可能になりました。
深度 マーカー	1cmごとのマーカーにより正確な刺入が可能です。	サイズ	豊富なサイズバリエーションにより、症例に合わせたサイズ選択が可能です。

■スターカット スタンダードタイプ / アスピレーションタイプ 規格

医療機器認証番号：21300BZZ00503000 単回使用 クラスII：管理医療機器

ゲージ	スタンダードタイプ		アスピレーションタイプ		包装形態	定 価	
	品名コード	サイズ	品名コード	サイズ			
14G グリーン	SAG-14090	14G× 90mm	SAG-14090A	14G× 90mm	1箱10本入り ガンマ線滅菌済み	スタンダードタイプ 3,500円/本	
	SAG-14130	14G×130mm	SAG-14130A	14G×130mm			
	SAG-14160	14G×160mm	SAG-14160A	14G×160mm			
	SAG-14220	14G×220mm	SAG-14220A	14G×220mm			
16G ホワイト	SAG-16090	16G× 90mm	SAG-16090A	16G× 90mm		アスピレーションタイプ 4,500円/本	
	SAG-16130	16G×130mm	SAG-16130A	16G×130mm			
	SAG-16160	16G×160mm	SAG-16160A	16G×160mm			
	SAG-16220	16G×220mm	SAG-16220A	16G×220mm			
18G ピンク	SAG-18090	18G× 90mm	SAG-18090A	18G× 90mm			アスピレーションタイプ 4,500円/本
	SAG-18130	18G×130mm	SAG-18130A	18G×130mm			
	SAG-18160	18G×160mm	SAG-18160A	18G×160mm			
	SAG-18220	18G×220mm	SAG-18220A	18G×220mm			
20G クリアー	SAG-20090	20G× 90mm	SAG-20090A	20G× 90mm	アスピレーションタイプ 4,500円/本		
	SAG-20130	20G×130mm	SAG-20130A	20G×130mm			
	SAG-20160	20G×160mm	SAG-20160A	20G×160mm			
	SAG-20220	20G×220mm	SAG-20220A	20G×220mm			

※同軸ガイド針の規格に関しては別途お問合せください。

製品お問い合わせは…

LEADERSHIP THROUGH IMAGINATION  
**TSK** TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売元 **株式会社 タスク**

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1485-1 惣社東工業団地

TEL 0282-27-8426 FAX 0282-27-1943

ホームページ: www.tsklab.co.jp E-mail: tsk@tsklab.co.jp

医療機器製造販売許可番号: 09B2X00008

Distributed by

