

# TSK尿バッグ関連商品



## TSKハルンバッグ (ベッド用)

- ・ベッドにかけて使う採尿袋
- ・両側から切り取り線で切り、片方にチューブを入れて使用
- ・別売りの専用吊り金具とあわせてご使用ください
- ・尿の量や色が正確に観察できる透明な材質
- ・氏名及び日付記入欄は読みやすいように白色に印刷してあります
- ・消臭タイプ

尿及び胃液、術後の廃液等をチューブを使用して貯留する全ての場合にご利用できます

採尿

容量	2,500ml
材質	PE (ポリエチレン)
包装	100枚入り/袋 X 15袋
製品コード	HBB-2500



## TSKハルンバッグ切り込み入型 (ベッド用)

- ・ベッドにかけて使う採尿袋
- ・あらかじめ両側から切り取り線で切り込みが入っているタイプ
- ・片方にチューブを入れて使用
- ・別売りの専用吊り金具とあわせてご使用ください
- ・尿の量や色が正確に観察できる透明な材質
- ・氏名及び日付記入欄は読みやすいように白色に印刷してあります
- ・消臭タイプ

尿及び胃液、術後の廃液等をチューブを使用して貯留する全ての場合にご利用できます

採尿

容量	2,500ml
材質	PE (ポリエチレン)
包装	100枚入り/袋 X 15袋
製品コード	HBK-2500



## TSKユーリンバッグ (トイレ用)

- ・トイレに置く貯尿袋
- ・尿の量や色が正確に観察できる透明な材質
- ・氏名及び日付記入欄は読みやすいように白色に印刷してあります
- ・消臭タイプ

蓄尿、貯尿

容量	2,500ml
材質	PE (ポリエチレン)
包装	100枚入り/袋 X 15袋
製品コード	YRB-2500



## TSK小児用採尿袋 (ユーリンコレクター)

- ・小児用の貼り付け型採尿袋
- ・裏側のテープをはがして貼り付けるだけ
- ・肌に刺激の少ない接着テープを使用

採尿

容量	100cc
材質	PE (ポリエチレン)
包装	30箱/1カートン
製品コード	PUC-100





## 固定式吊り金具

- ・ベッド架の幅が固定されたスタンダードタイプ
- ・ハンガー2本つき

入数	1台 (ハンガー2本つき)
製品コード	HBH-B



## 差込式吊り金具

- ・マットレスの下に差し込んで使用するタイプ
- ・ハンガー2本つき

入数	1台 (ハンガー2本つき)
製品コード	HBH-C



## スライド式吊り金具

- ・ベッド枠の幅にあわせて吊り金具の幅が調整できるタイプ
- ・ハンガー2本つき

入数	1台 (ハンガー2本つき)
製品コード	HBH-A



## ハンガー

- ・交換用ハンガー

入数	1本
製品コード	HBH-O

特注及び製品お問い合わせは……

LEADERSHIP THROUGH IMAGINATION

**TSK** TSK LABORATORY, JAPAN

株式会社 タスク

本社:〒328-0012 栃木県栃木市平柳町2-1-5 (TEL/FAXは惣社第一工場と同様になります)

製造・販売窓口:惣社第一工場 〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1485-11

TEL 0282-27-8426 FAX 0282-27-1943

ホームページ:www.tsklab.co.jp E-mail:tsk@tsklab.co.jp

Distributed by

