

TSK

STERiGLIDE®
ステリグライド™

THE CANNULA
THAT GLIDES



STERiGLIDE®



従来、皮膚充填剤（フィラー）注入方法には、先の尖った皮下用注射針を使用することが主流でした。弊社が開発したステリグライドはドームシェイプ（特許取得済み）を採用、スムーズなカヌラの刺入を実現しています。

ステリグライドは使いやすさと高品質により世界中のドクターから高い評価を得ています。

製品の特徴



- 利点 スムーズな鈍針刺入
- 利点 内出血などのリスクを軽減

針先がドームの形をしているため、少ない抵抗で鈍針の刺入が行えます。先端が丸くなっているので、血管や組織を傷つけにくく内出血などのリスクを軽減できます。



- 利点 正確な注入の実現
- 利点 注入する量や深さをコントロールしやすい

ステリグライドは薬液注入用の穴が先端に近いところに配置してあるので、術者が狙う位置に薬剤を注入することができます。注入する充填剤の量や深さをコントロールしやすくなります。



- 利点 滑りやすさ
- 利点 患者様の不快感を低減

ステリグライドは、高品質のステンレスを採用し、独自の表面加工技術が使われています。その技術が、皮膚組織へのよりスムーズな挿入、患者様の不快感を低減、さらには、カヌラ（ステリグライド）の扱いやすさを実現しました。



- 利点 的確な注入の実現
- 利点 扱いやすさ

ステリグライドの針基にはマーキングがあり、薬剤注入用の穴の方向を示すので、目視で薬剤注入を的確に行うことができます。

取り扱いサイズ

TSKステリグライド

販売名：TSKサイドホールカヌラ
単回使用 医療機器承認番号：23000BZX00317000 クラスII 管理医療機器

製品コード	サイズ	入り数	製品コード	サイズ	入り数
SGC-22050-020	ステリグライド 22G x 50mm	20	SGC-25050-020	ステリグライド 25G x 50mm	20
SGC-25038-020	ステリグライド 25G x 38mm	20	SGC-27038-020	ステリグライド 27G x 38mm	20

CAT-SGC-J01 2020.04.01