

TSK

STERiJECT™

TSKステリジェクト™






TSKステリジェクト™

ステリジェクトは単回使用注射用針です。

33G(*)までの豊富なサイズで施術者が行う術式によって選べるラインナップを揃え、
針先は鋭いカットのランセットタイプを適用。
3種類の針基を展開することで、幅広い手技に対応できます。

* 社内規格による

特徴	PRE	PRC	HPC	説明
				
日本製	○	○	○	国内自社工場での製造(部品も全て日本製)
硬質な針基		○	○	高粘度薬液注入時の液漏れリスクを軽減
ルアーロックタイプ			○	ルアーロックタイプシリンジと使用することで針外れのリスクを軽減
豊富なサイズラインナップ	○			部位や薬液に適した針の太さ・長さを選択可能

取り扱いサイズ

販売名: TSKステリジェクト

単回使用注射用針 医療機器認証番号: 22200BZX00144000

単回使用 クラスII 管理医療機器

PRE針基

製品コード	サイズ	薄肉タイプ**	入り数
PRE - 30004	30G (0.30mm) × 4mm		100
PRE - 30006	30G (0.30mm) × 6mm		100
PRE - 30013I	30G (0.30mm) × 13mm	○	100
PRE - 30025	30G (0.30mm) × 25mm		100
PRE - 31013	31G* (0.28mm) × 13mm		100
PRE - 32004	32G* (0.26mm) × 4mm		100
PRE - 32009	32G* (0.26mm) × 9mm		100
PRE - 32013	32G* (0.26mm) × 13mm		100
PRE - 33013	33G* (0.24mm) × 13mm		100

PRC針基

製品コード	サイズ	薄肉タイプ**	入り数
PRC - 27013I	27G (0.40mm) × 13mm	○	100
PRC - 30013I	30G (0.30mm) × 13mm	○	100

HPC針基

製品コード	サイズ	薄肉タイプ**	入り数
HPC - 27013I	27G (0.40mm) × 13mm	○	100
HPC - 30013I	30G (0.30mm) × 13mm	○	100

* 社内規格による

** 薄肉タイプ…弊社従来品の針に比べ針筒の内腔が広い構造。

CAT-PRE-J04 2020.10.1