

SURECUT

吸引式生検針シュアーカット



信頼できる技術を、世界へ

SURECUT

吸引式生検針シュアーカット

吸引式生検針シュアーカットは、検査、治療又は診断のため、人体に穿刺し、軟部組織採取に用いる生検針です。

※ご使用前に最新の電子添文をご確認ください。

特長

プランジャーロック機構搭載

陰圧保持操作が不要。吸引後に片手での操作が可能

深度マーカー

目視で穿入刻度の確認が可能

50mm毎に二重線

10mm間隔

フルコアでの組織採取

カット式の生検針と比較し、円柱状に組織採取が可能

シリコンチューブ

刺入深度の目安に使用

製品規格

サイズ		品番
公称外径	有効長	
15G	40mm	SUC-15040
	70mm	SUC-15070
	150mm	SUC-15150
16G	100mm	SUC-16100
	120mm	SUC-16120
	150mm	SUC-16150
17G	150mm	SUC-17150
18G	70mm	SUC-18070
	100mm	SUC-18100
	150mm	SUC-18150
	230mm	SUC-18230
19G	150mm	SUC-19150
21G	150mm	SUC-21150
23G	50mm	SUC-23050

販売名:吸引式生検針シュアーカット
医療機器認証番号:16000BZZ01810000
単回使用 クラスII 管理医療機器
ガンマ線滅菌 5本入り/箱



株式会社タスク
TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売元 株式会社タスク

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1510-1

TEL:0282-27-0005 FAX:0282-25-6511