

汎用注射筒「TSKシリンジ」発売のお知らせ

株式会社タスク(本社: 栃木県栃木市、代表取締役: 川嶋 健、以下当社)は、汎用注射筒「TSKシリンジ」を発売しました。当社が汎用注射筒を発売するのは初の試みとなります。

国内外で実績が豊富な当社の注射針は主に美容医療領域で好評を得ています。この度発売開始した「TSKシリンジ」は、以下の特長から、美容医療における注入剤のみならず、ワクチン注射などにもご使用いただける汎用注射筒です。

製品の特長

- 注入後に筒先に残る薬液を最少化するローデッドスペース形状のため、薬液の無駄を最少限に抑えることができ、希少な薬液や高価な薬液の注入に最適。
- 針接続部にルアーロック形状を採用。
ルアーロックタイプの針と併せて使用することで、針接続部からの薬液漏れや注入時の針はずれリスクを軽減することが可能。
- 筒部は透明性の高い材質にこだわっており視認性が良い。
0.7mL仕様は目盛り間が広く設計され、目盛りが見やすくなっていることから美容外科などの領域で必要とされる緻密な操作を補助。

製品情報

販売名	TSKシリンジ
クラス分類	I : 一般医療機器
届出番号	09B2X00008000008
製造販売元	株式会社タスク



0.7mL: TSY-0071P

1.0mL: TSY-0101Y

詳細は以下の製品ページよりご確認ください。

<https://www.tsklab.co.jp/products/syringe/syringe.php>

会社概要

株式会社タスク

代表取締役 川嶋 健

栃木県栃木市惣社町1510-1

<https://www.tsklab.co.jp/>

2024年10月17日に創業50周年を迎える医療機器メーカーです。

生検針・注射針・シリンジをはじめとした医療機器の製造・販売を行っております。

ニーズに応じた製品の受託開発・製造も可能です。

お問い合わせ先

営業部 マーケティング営業課

Email: pr@tsklab.co.jp

※本ニュースリリースには製品情報が含まれますが、

一般の方へのプロモーション、広告を目的とするものではありません。